


 Invacare® **Action²_{NG}** 

Die nächste Generation

Der neue Leichtgewichts-Rollstuhl Invacare® **Action²_{NG}** wurde aus dem bewährten **Action³** Konzept entwickelt. Er erfüllt die Anforderungen einer Grundversorgung wie Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die nächste Generation des **Action²_{NG}** besitzt die wesentlichen Merkmale des bekannten **Action³**: wenig Gewicht für ein leichtes Handling kombiniert mit sehr guten Fahreigenschaften. Der **Action²_{NG}** passt perfekt in die **Action[®]**-Serie.



➤ Leicht und komfortabel

Mit einem Gewicht von nur 15,2 kg erfüllt der *Invacare® Action²NG* alle wesentlichen, funktionellen Anforderungen. Der stabile, faltbare Rahmen, der abklappbare Rücken und das geringe Gewicht ermöglichen einfaches Handling beim Transport. Dank der Cross-Kompatibilität innerhalb der *Action®*-Serie kann der *Action²NG* ganz einfach an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann.



➤ Lebensqualität

Die bewährte und getestete Technologie der *Action®*-Serie ermöglicht dem Nutzer jedes gewünschte Ziel zu erreichen. Die Cross-Kompatibilität mit dem *Action³* und *Action⁴* machen den *Action²NG* zum idealen, erweiterungsfähigen Basis-Produkt der Action-Serie.

Optionen und Merkmale



Abschwenkbare Beinstützen

Die 80°-Beinstützen können nach innen und außen geschwenkt werden, für einen einfachen Transfer.



Neue Hinterradaufnahme


Der Schwerpunkt kann um 5 cm angepasst werden. Die Sitzhöhe lässt sich ganz leicht ohne Werkzeug einstellen.



Anti-Kippstützen

Bieten noch mehr Sicherheit auf Steigungen und unebenem Untergrund.

Technische Daten




38, 40,5, 43, 45,5, 48 cm




40 / 43 cm



45 / 48,5 / 51 cm



43 cm



20 - 26 cm




35 - 48 cm



80° / 0 - 80°



7°



SB+ 20,5 cm




95 cm



82 / 84,5 cm



30 cm



15,2 kg



max. 125 kg



ISO 7176-19*

* Unsere Rollstühle entsprechen der ISO Norm 7176-19 sowie ISO 10542 und haben zusätzliche Eigenschaften, die erweiterte Benutzersicherheit bei der Fahrt in einem Kfz bieten. Generell sollten Rollstuhlbenutzer möglichst Fahrzeugsitze oder fahrzeugseitig installierte Rückhaltesysteme benutzen.

Rahmenfarbe



Silbergrau

Polsterung



Nylon Schwarz

HMV-Nr.: beantragt

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Irrtümer vorbehalten.